

# Fernsehen mühelos genießen



Mit Hilfe des TV Connectors können Sie ganz einfach Ihre Lieblingsserien und -filme in hochwertigem Stereo-Sound sehen.

## Einfache Einrichtung und Nutzung

Der TV Connector verbindet Ihre Hörgeräte mit Ihrem Fernsehgerät, Laptop, Tablet, Ihrer Stereoanlage und anderen digitalen Geräten – mit nur einem Knopfdruck sind Sie startbereit.

Abbildung entspricht der tatsächlichen Produktgröße.

[vista-hoeren.de](http://vista-hoeren.de)

## TV Connector


# So wird Fernsehen zum Genuss



**Vista** Geht ins Ohr

05/2019 028-5634-01 wü

# Steuerung leicht gemacht



Mit der Hearing Remote App\* auf Ihrem Smartphone können Sie die Programme und die Lautstärke Ihrer Hörgeräte regulieren sowie die Balance zwischen dem TV Connector und Ihrer Umgebung einstellen.

\*Für die Verwendung der Hearing Remote App sind Vista-Hörgeräte mit Bluetooth® erforderlich. Die Hearing Remote App funktioniert auf Apple Smartphones ab iOS 10.2 und Android Smartphones ab Version 6.

## Erste Schritte

So laden Sie Ihre Hearing Remote App herunter:  
Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „Hearing Remote App“.

## Übernehmen Sie die Kontrolle

- > Ändern von Programmen
- > Regulieren der Lautstärke
- > Anpassen der Balance zwischen der Audioquelle und den Umgebungsgeräuschen



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Der App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.